



# DESIFOR- QUICK PLUS

## DISINFETTANTE RAPIDO

### CAMPO D'IMPIEGO

Disinfettante ad azione rapida, alcolico e pronto per l'uso per disinfettare rapidamente e senza lasciare residui Disinfezione di tutti gli ambiti degli impianti sanitari e dell'industria alimentare. Per la disinfezione e la pulizia rapida di attrezzature mediche resistenti all'alcol, nonché di superfici di tutti i tipi. Grazie alla formulazione senza profumi e che non lascia residui, particolarmente adatto per l'industria alimentare, cucine e zone di cucina negli impianti sanitari.

### UTILIZZO

Per disinfettare superfici pulite, bagnare completamente con DESIFOR-QUICK PLUS concentrato e lasciar asciugare.

Campo d'impiego	Tempo di reazione	Note
Incluso nella lista VAH (Associazione di igiene applicata tedesca), senza meccanica, ad elevata concentrazione, battericida e levuricida	conc. 5 min.	Secondo perizia efficace dopo 1 min.
Incluso nella lista DVG (Società tedesca di medicina veterinaria) per il settore alimentare Parte A (10 °C e 20 °C) e parte C Battericida e levuricida	conc. 5 min.	Area più e meno concentrata
Viricida limitato – tutti i virus con pericapside ad es. HBV/HIV, HCV, influenza	conc. 30 sec.	secondo racc. RKI 1/2004
Norovirus (MNV)	conc. 1 min.	secondo EN 14476

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Inserito nelle liste VAH e DVG
- Senza profumanti né coloranti (secondo LFGB)
- Asciuga senza lasciare residui
- Disinfezione rapida senza aldeidi
- Battericida (incl. MRSA, EHEC), levuricida
- Efficace contro i norovirus
- Viricida limitato – tutti i virus con pericapside, ad es. HBV/HIV, HCV, influenza
- Certificazione di conformità HACCP

### AVVERTENZA

Non utilizzare su superfici sensibili all'alcol (ad es. vetro acrilico)  
 Spargere massimo 50ml/m<sup>2</sup>. La quantità complessiva cosparsa per stanza non può essere superiore a 100ml/m di superficie di pavimento della stanza.

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

### SOSTANZE ATTIVE

100 g di soluzione contengono 45,0 g di etanolo.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Confezione con 2 bottiglie da 1 litro,  
 2 spruzzatori

n. art. 20519

Codice prodotto: GD 0

N. registro baua (Istituto federale tedesco per la protezione e la salute sul lavoro) N-22859, N-22860

Denominazione secondo l'Ordinanza sulle sostanze pericolose: infiammabile

Utilizzare il disinfettante in modo sicuro.

leggere sempre la denominazione e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però alcuna garanzia in merito.  
 04/13