



DESIFOR-forte AF

Tekutý koncentrát na dezinfekciu a čistenie povrchov



Oblasť použitia

Výrobok bez obsahu aldehydov na profylaktickú štandardnú dezinfekciu a čistenie v lekárskech zariadeniach, domovoch a potravinárskom priemysle pre všetky vodotesné povrchy a podlahy. Výrobok DESIFOR-forte AF má baktericídny (vrátane MRSA), levurocídny, tuberkulocídny, obmedzene virucídny účinok a inaktivuje norovírusy, rotavírusy, poliomavírusy a adenovírusy. Podľa MPG (zákon o lekárskech produktoch): Bezaldehydová dezinfekcia a čistenie neinvazívnych lekárskech výrobkov.

Podľa predpisu o biocídoch: Na dezinfekciu a čistenie lekárskeho zariadenia, ako aj povrchov ľubovoľného druhu.

Použitie

Pomocou roztoku DESIFOR-forte AF utrite povrchy. Povrchy a pracovné nástroje, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, po dobe pôsobenia dôkladne opláchnite čistou vodou (s kvalitou pitnej vody).

Spôsob pôsobenia

| Oblasť použitia | Dávkovanie/čas pôsobenia | Poznámka |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zoznam VAH s mechanikou, zvýšená organická záťaž | 1,0 % 5 min. 0,75 % 15 min. 0,5 % 30 min. | Podľa VAH/DGHM |
| Baktericídia a levurocídia | 0,5 % 60 min. 0,25 % 240 min. | |
| Tuberkulocídia (M. terrae) | 0,5 % 60 min. | Podľa DGHM |
| Obmedzene virucídne vrátane HIV, HBV, HCV | 1,0 % 15 min. | Podľa odporúčania RKI Bundesgesundheitsblatt 01-2004 |
| Norovírusy (MNV) | 1,0 % 60 min. | Podľa EN 14476 |
| Rotavírusy | 0,25 % 15 min. | Podľa DVV |
| Poliomavírusy (papova vírus SV 40) | 1,0 % 60 min. 0,5 % 240 min. | Podľa DVV |
| Vírusy vakcín | 1,0 % 15 min. | Podľa DVV |
| Adenovírusy | 2,0 % 240 min. | Podľa EN 14476, nízka záťaž |
| DVG-7. zoznam – oblasť A, 20 °C, málo zaťažené | 0,5 % 30 min. 0,5 % 60 min. | |
| DVG-7. zoznam – oblasť A, 20 °C, zaťažené | 0,75 % 30 min. 0,5 % 60 min. | |

Vlastnosti výrobku

- Na zozname VAH
- Na zozname DVG: www.dvg.net
- Vhodné pre všetky netermické oplachy podlahových
- Účinné proti norovírusom, rotavírusom, poliomavírusom a adenovírusom
- Neobsahuje aldehydy a fenoly
- Dobrá znášateľnosť materiálov
- Spĺňa smernicu EÚ 93/42/EHS pre lekárske produkty
- Osvedčenie o voľnom predaji HACCP

Účinné látky

100 g roztoku obsahuje: 16,0 g benzyl-C12-16-alkyldimetylamóniumchloridu. Obsiahnuté tenzidy sú biologicky odbúrateľné podľa nariadenia EÚ o detergentoch.

Hodnota pH **0 2 4 6 10 12 14**

Technické údaje

Kartón s 12 dávk. fľašami à 1 l
Kanister 5 l (Typ „compact“, ploché)
Kanister 10 l

č. výr. 00540
č. výr. 20542
č. výr. 20541

Kód výrobku GD 40
b. a. reg. č. N-35872, N-35873
CHZN1997

Označenie podľa smernice o nebezpečných látkach:
C, žieravina; N, nebezpečné pre životné prostredie

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v bezpečnostnom liste. 0316

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
TaufstraÙe 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE