



DESIFOR- QUICK PLUS *wipes*

Lingettes pour désinfection rapide

Domaine d'application

Lingettes à base d'alcool, prêtes à l'emploi, pour la désinfection rapide et sans résidu de tous les secteurs des établissements médicaux ; elles sont également adaptées à l'industrie agroalimentaire, aux cuisines et aux établissements gastronomiques (par ex. tables). Conf. à la MPG : Pour la désinfection rapide des produits médicaux non invasifs et résistants à l'alcool. Conf. au règlement sur les produits biocides : Pour la désinfection et le nettoyage rapides mobilier médical ainsi que des surfaces de tout type résistant à l'alcool. Grâce à sa formulation sans parfum et sans laisser de trace, convient particulièrement à l'industrie agroalimentaire, aux cuisines et aux coins cuisine dans les établissements médicaux.

Mode d'emploi

Essuyer soigneusement les surfaces, le mobilier et les objets avec DESIFOR-QUICK PLUS WIPES - respecter les temps de pose.

Recharge de la boîte : retirer le couvercle de la boîte distributrice. Ouvrir la recharge du pack de 120, former un rouleau avec le sachet et faire glisser le sachet ainsi que son contenu dans la boîte distributrice. Tirer la première lingette au milieu du rouleau et la faire passer à travers l'ouverture dans le couvercle de la boîte distributrice et placer de nouveau le couvercle sur la boîte. Après ouverture, utiliser les lingettes dans les plus brefs délais.

Spectre d'action de DESIFOR-QUICK PLUS :

Domaine d'utilisation/Efficacité	Concentration/ Temps de pose	Remarque
Domaine de la médecine humaine : liste VAH, sans machine, charge élevée, bactéricide et levurocide	5 sec. cons.	sel. les expertises efficaces après 1 min.
Agroalimentaire, industrie, établissements publics : bactéricide et levurocide (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	1 min. cons.	20 °C charge élevée et faible
Bactéries de la tuberculose (M. terrae)	30 sec. cons.	suivant EN 14348, charge faible
Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV)	30 sec. cons.	selon la directive de la DW/du RKI 08/2008
Norovirus (MNV)	cons. 1 min.	selon EN 14476
Rotavirus	conc. 30 s.	selon EN 14476

Caractéristiques

- Offre tous les avantages du spectre d'action de DESIFOR-QUICK PLUS
- Sans colorant ni parfum, parfaitement adapté aux zones sensibles et à l'industrie agroalimentaire
- Autorisation de mise sur le marché selon la méthode HACCP pour DESIFOR-QUICK PLUS
- Désinfection rapide sans résidu
- Boîtier pratique pour prélever les lingettes une par une
- Recharge économique (pack de 120 pour boîte)
- Correspond à la directive de l'UE 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux

Remarque

Facilement inflammable. Stocker fermé. Tenir à l'écart des sources d'inflammation – ne pas fumer. Éliminer correctement les lingettes utilisées, ne pas jeter dans les toilettes.

pH conc **0 2 4 8 10 12 14**

Informations techniques

Carton de 12 boîtes de 120 lingettes (pack de 120) réf. 20554

Carton de 12 recharges de 120 lingettes (pack de 120) réf. 20553

Substances actives

100 g de solution de mouillage DESIFOR QUICK PLUS contient 45,0 g d'éthanol

Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) : Attention ; GHS02

N° d'immatriculation de l'office fédéral de la sécurité et de la santé au travail N-35553 ; N-35554
CHZN1999

CE 0482

Utiliser avec précaution les produits biocides. Toujours lire les étiquettes et les informations-produits avant usage.

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (E) 1118

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE