



DESIFOR- QUICK PLUS

Désinfectant rapide liquide

Domaine d'application

Désinfectant rapide à base d'alcool prêt à l'emploi pour la désinfection rapide et sans laisser de trace de tous les secteurs des établissements médicaux et de l'industrie agro-alimentaire. Conf. à la MPG : Désinfection et nettoyage sans aldéhyde des dispositifs médicaux non invasifs résistants à l'alcool. Conf. au règlement sur les produits biocides : Pour la désinfection et le nettoyage du mobilier médical ainsi que des surfaces de tout type résistant à l'alcool. Grâce à sa formulation sans parfum et sans laisser de trace, convient particulièrement à l'industrie agroalimentaire, aux cuisines et aux coins cuisine dans les établissements médicaux.

Mode d'emploi

Mouiller complètement les surfaces nettoyées à désinfecter avec DESIFOR-QUICK PLUS concentré et laisser sécher. Respecter les temps de pose.

Informations techniques

Carton de 2 flacons de 1 l,
2 embouts de pulvérisation

réf. 00523

Remarque

Ne pas appliquer sur les surfaces sensibles à l'alcool (par ex. acrylique). Application max. 50 ml/m² La quantité totale appliquée par pièce ne doit pas dépasser les 100 ml/m² de la superficie au plancher.

Substances actives

100 g de solution contiennent 45,0 g d'éthanol

Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) :
Attention ; GHS02

Code produit GD 0

N° d'immatriculation de l'office fédéral de la sécurité et de la santé au travail N-22859 N-22860



Utiliser avec précaution les produits biocides.
Toujours lire les étiquettes et les informations-produits avant usage.

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (F) 0318

Domaine d'utilisation/Efficacité	Concentration/ Temps de pause	Remarque
Domaine de la médecine humaine : liste VAH, sans machine, charge organique accrue, bactéricide et levurocide	conc. 5 min.	sel. les expertises efficaces après 1 min.
Agroalimentaire, industrie, établisse- ments publics : bactéricide et levuroci- de (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	conc. 1 min.	20 °C charge élevée et faible
Bactéries de la tuberculose (M. terrae)	conc. 30 s.	suyant EN 14348, charge faible
Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV)	conc. 30 s.	sel. la recommandation de l'Institut Robert Koch dans le journal du ministère fédéral de la santé 01-2004
Norovirus (MNV)	conc. 1 s.	suyant EN 14476, charge faible
Rotavirus	konz. 30 Sek.	selon EN 14476

Caractéristiques

- Listé par la VAH, figure sur la liste des désinfectants de l'IHO et des virucides de l'IHO
- Sans parfum ni colorant (conformément à la loi LFGB, loi allemande sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux)
- Sèche sans laisser de résidus
- Désinfection rapide sans aldéhyde
- Bactéricide (compr. MRSA), levurocide, tuberculocide
- Efficace contre les norovirus et rotavirus
- Effet virucide limité (tous les virus enveloppés par ex. VIH, VHB, VHC, grippe)
- Autorisation de mise sur le marché selon la méthode HACCP
- Correspond à la directive de l'UE 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux

pH conc **0 2 4 8 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE