



DESIFOR- QUICK PLUS

Tekutý rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok

Oblasť použitia

Alkoholový rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok pripravený na okamžitú, rýchlu a dokonalú dezinfekciu všetkých oblastí lekárskeho zariadení a potravinárskeho priemyslu. Pozri Zákon o medicínskych produktoch: dezinfekcia bez aldehydov a čistenie neinvazívnych medicínskych produktov. Pozri smernicu ES o biocídoch: Na dezinfekciu a čistenie medicínskeho inventáru odolného voči alkoholu, ako aj plôch akéhokolvek druhu. Vďaka neparfemovanému zloženiu a dokonalému pôsobeniu je obzvlášť vhodný pre potravinársky priemysel, kuchyne a ich časti v zdravotníckych zariadeniach.

Použitie

Plochy, ktoré chcete denzifikovať či vyčistiť, úplne navlhčíte postrekom koncentrovaným DESIFOR-QUICK-PLUS nechajte pôsobiť. Všímajte si dobu pôsobenia.

Technické údaje

Kartón s 2 fľašami á 1,
2 rozprašovacie násady

č. výr. 00523

Upozornenie

Nepoužívajte na plochy citlivé na alkohol (napr. akrylové sklo). Dávkovanie max. 50 ml/m². Celkové nanosené množstvo na jednu miestnosť nesmie presiahnuť viac ako 100 ml/m² pôdorysu miestnosti.

Účinné látky

100 g roztoku obsahuje 45,0 g etanolu.

Označenie podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP): Pozor; GHS02

Kód produktu: GD 0

Registračné č. Spolkového inštitútu pre bezpečnosť práce a pracovné lekárstvo: N-22859, N-22860



Biocídne výrobky používajte opatrne.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v bezpečnostnom liste. (SI) 0316

Oblasť využitia/pôsobenie	Koncentrácia/ doba pôsobenia	Poznámka
Oblasť humánnej medicíny: Zoznam Nemeckého spolku aplikovanej hygieny, bez mechaniky, zvýšené organické zaťaženie, baktericídny a levurocídny výrobok	Konc. 5 min.	Podľa posudku účinkuje po 1 min.
Tuberkulózne baktérie (M. Terrae)	Konc. 30 sek.	Podľa EN 14348, malé zaťaženie
Sčasti virucidný (vrátane HIV, HBV, HCV)	Konc. 30 sek.	Podľa odporúčania Inštitútu Roberta Kocha, Spolkových zdravotníckych novín 01-2004
Norovírusy (MNV)	Konc. 1 min.	Podľa EN 14476, malé zaťaženie
Rotavírusy	Konc. 30 sek.	Podľa EN 14476,
Potravinársky priemysel, verejné zariadenia: baktericídny a levurocídny výrobok (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	Konc. 1 min	20 °C, veľké a malé zaťaženie

Vlastnosti výrobku

- Zaradený v zozname Nemeckého spolku aplikovanej hygieny a v zozname dezinfekčných prostriedkov a virucidov Nemeckého priemyselného spolku pre hygienu a ochranu povrchov
- Bez vonných látok a farbív (podľa Zákona o potravinách a krmivách)
- Dokonale schne
- Rýchla dezinfekcia bez aldehydov
- Baktericídny (vrátane MRSA, EHEC), levurocídny, tuberkulocídny účinok
- Pôsobí proti norovírusom a rotavírusom
- Sčasti virucidný na všetky zapuzdrené vírusy ako napr. HBV/HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, chrípka
- Osvedčenie o nezávadnosti je k dispozícii
- Splňa smernicu EÚ pre medicínske produkty HACCP 93/42/ES

Hodnota pH **0 2 4 8 10 12 14**