



Milizid lemonfresh

Detergente sanitario liquido con effetto battericida

Campo d'impiego

Per la disinfezione di superfici resistenti agli acidi in aree sanitarie.
Solo per uso professionale.



Utilizzo

Applicare non diluito su rubinetti, lavandini, vasche e tazze del wc.

Dopo un breve tempo di azione risciacquare con acqua pulita.

Avvertenza: alzare completamente il sedile del water prima dell'applicazione. Bagnare in precedenza le fughe.

Risciacquare con acqua fredda e pulita.

Verificare sempre la compatibilità del materiale su una parte nascosta.

Pulizia di mantenimento:

Pulizia manuale e meccanica di pavimenti e pareti resistenti agli acidi: 0,25 – 2,5%

Pulizia manuale di accessori resistenti agli acidi: 0,25 – 2,5%

Disinfezione:

battericida (EN 1276, EN 13697), 20 °C, basso carico: 50% 5 min.

battericida (EN 1276, EN 13697), 20 °C, elevato carico: 50% 60 min.

50% = 100 ml di prodotto in 100 ml d'acqua

Bagnare completamente la superficie con MILIZID LEMONFRESH.

Trascorso il tempo di azione, sciacquare con acqua potabile.



Caratteristiche del prodotto

- Pulizia e disinfezione con una passata
- Meno fatica, effetto prolungato
- Fragranza unica
- Con formulazione anticalcare: impedisce il deposito dello sporco
- Dona lucentezza brillante grazie alla recente tecnologia di finitura superficiale (effetto sheeting)

Informazioni tecniche

Confezione con 12 bottiglie da 1 l n. art. 00128

Tanica da 10 l n. art. 30071

Sostanze attive

100 g contengono 0,9 g di acido lattico.

Etichettatura secondo il regolamento CE 1272/2008 (CLP): nessuna

Reg. BAuA n. N-60451, N-60452

Utilizzare il disinfettante in modo sicuro.

Leggere sempre la denominazione e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però alcuna garanzia in merito. I dettagli relativi al prodotto sono indicati nella scheda di sicurezza. ⓘ 0319

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE