



# SamtaSan



## Crema curativa ricca di vitamina E e glicerina

### Descrizione del prodotto

SAMTASAN è una crema curativa per la pelle a rapido assorbimento senza siliconi (emulsione di acqua in olio) per la pelle secca e danneggiata, contenente sostanze particolarmente pregiate e fattori di protezione naturali che proteggono la pelle dalla disidratazione. Con l'aggiunta di glicerina e vitamina E, SAMTASAN dona un'idratazione intensiva, nutre e leviga le mani. SAMTASAN si adatta perfettamente alle esigenze della pelle stressata, seccata e screpolata dal lavoro e contiene sostanze attive preziose per la reidratazione e la cura della pelle che contrastano la perdita quotidiana di idratazione e di sebo. È ricca e si assorbe rapidamente senza lasciare untuosità.

### Ambiti di applicazione

La crema curativa SAMTASAN viene utilizzata sulla pelle stressata professionalmente che necessita di una cura bilanciata e ricca. Viene utilizzata in tutti i campi professionali, ad esempio case di cura e di riposo, cliniche, industrie, commercio alimentare al dettaglio, floricoltura, alberghi, ristoranti, parrucchiere, ecc.

### Caratteristiche del prodotto

- Cura la pelle secca
- Dermatologicamente testata
- Dona idratazione e si assorbe presto
- Elevata accettazione da parte del consumatore
- Fragranza discreta
- Favorisce il processo di rigenerazione naturale
- Mantiene l'elasticità e la resistenza della pelle
- Pratica bottiglia da 500 ml con chiusura a scatto, come bottiglia singola utilizzabile in un dispenser a parete Euro da 500 ml o con pompa per dosaggio manuale
- Bottiglia dispenser ecologica da 1.000 ml per una maggiore economia nella cura professionale della pelle
- Dosaggio semplice e sterile con dispenser a parete V10 da 1.000 ml DR.SCHNELL
- Dosaggio semplice e sterile con dispenser a parete da 2.000 ml DR.SCHNELL
- Senza siliconi

### Scheda tecnica prodotto

- Aspetto: crema bianca
- pH 5.5 neutro per la pelle

### Consigli di applicazione

Distribuire accuratamente SAMTASAN (circa 1 ml) sulle mani (anche tra le dita e sul letto ungueale) e lasciar assorbire. SAMTASAN dovrebbe essere applicata a pelle pulita dopo il lavoro ed è adatta anche per la cura del viso.

### Sicurezza del prodotto e istruzioni per la conservazione

SAMTASAN è soggetta alla direttiva sui cosmetici dell'Unione Europea. SAMTASAN è conservabile in contenitori chiusi a temperatura ambiente per almeno 30 mesi. Dopo l'apertura, SAMTASAN è conservabile ancora per 12 mesi. I prodotti per la protezione della pelle sono riconosciuti come parti integranti dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

### Informazioni tecniche

Confezione con 10 bottiglie Euro da 500 ml	n. art. 00246
Confezione con 10 bottiglie V10 da 500 ml	n. art. 00739
Confezione con 10 bottiglie Euro da 1.000 ml	n. art. 00392
Confezione con 6 bottiglie V10 da 1.000 ml	n. art. 00245
Confezione con 6 bottiglie con dispenser da 2.000 ml	n. art. 00390

### Accessori

Dispenser (pompa per dosaggio manuale) per bottiglia SAMTASAN da 500 ml	n. art. 94787
Dispenser a parete Euro DR.SCHNELL per bottiglia SAMTASAN da 500 ml	n. art. 80058
Dispenser a parete Euro DR.SCHNELL per bottiglia SAMTASAN da 1.000 ml	n. art. 80054
Dispenser a parete V10 DR.SCHNELL per bottiglia SAMTASAN da 1.000 ml	n. art. 80044
Dispenser a muro DR.SCHNELL per bottiglia SAMTASAN da 2.000 ml	n. art. 80071

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però alcuna garanzia in merito. ☎ 0818

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.com  
 www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE